


Filtre particulaire F1 (lot de 2) HEPA H14

Références et type du filtre	
HP	H12011021

Dimensions et poids	
Dimensions du filtre	190 x 403 x 61 mm
Joint(s) débordant(s)	0
Poids du filtre	Env. 5 Kg



Constitution du filtre	
Filtre HEPA H14	Structure métallique
	Maillage de fibres non tissées

Caractéristiques	
Filtre HEPA H14	Filtration particulaire pour particules/poudres ou fumées

Efficacité de filtration	
Filtration particulaire	Efficacité de 99,995% selon méthode MPPS (Most Penetrating Particle Size) de la norme EN1822-1 : 1998

Avertissements	
La garantie de votre protection n'est assurée qu'après approbation du laboratoire Erlab®. Prenez contact avec votre fournisseur et bénéficiez du programme ESP® (Erlab Safety Program) pour une validation de l'adéquation du type de filtre et de vos applications. - Ce filtre doit être conservé dans son emballage d'origine et dans un endroit sec. - Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et une blouse pour la manipulation de ce filtre.	